

Description du système de poulie de montage au plafond, support de vélo, mur de rangement de vélo au plafond intérieur :

Lors de la sélection d'une solution de stockage de vélos peu encombrante, il est important de prendre en compte le poids et la taille de votre vélo, ainsi que la quantité d'espace dont vous disposez dans votre garage. De plus, vous voudrez vous assurer que la solution de stockage est sécurisée et stable pour empêcher votre vélo de tomber ou d'être endommagé. Un support de rangement pour vélo monté au plafond est une excellente option pour [garage à vélo peu encombrant](#). En suspendant votre vélo au plafond, vous libérez un espace au sol précieux.

Produit	Système de poulie de montage au plafond, support de vélo, plafond intérieur, mur de rangement de vélo
Matériel	Acier inoxydable/carbone
Numéro de modèle.	PV-0083-01
Taille de l'emballage	53*27*27,5 cm ou personnalisé.
Couleur	Argent, noir, blanc ou personnalisé.
N.W/G.W	1,86 kg/2,1 kg
Détails d'emballage	1 ensemble/papier bulle/carton
Capacité	1 vélos
Traitement de surface	Galvanisé/revêtu de poudre
Application	Plafond de garage pour porte-vélos
Temps d'échantillonnage	7-12 jours

Détails:



Garantie:

	* Approuvé ISO
Assurance qualité	* 1 an de garantie
	* Antirouille : 3 à 5 ans pour les produits enduits de poudre et 10 à 15 ans pour les produits galvanisés.
	* Commandes stables pour le marché de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Australie.

FAQ:

1. Pouvez-vous imprimer notre logo sur les produits ?

-Oui bien sûr. Donnez-nous simplement l'image de votre logo et indiquez-nous vos besoins, votre logo y sera parfaitement affiché.

2. Pouvons-nous créer notre propre design sur l'emballage ?

-Bien sûr, la plupart de nos clients utilisent leurs emballages qu'ils ont eux-mêmes conçus.

3.Si nous pouvons apporter des modifications à vos produits ?

-La personnalisation est la bienvenue ! Nous sommes heureux de vous aider à améliorer les produits et nous protégerons votre conception.

4.Quel est votre délai de livraison ?

-Normalement 7 jours ouvrables pour l'échantillon, 30 jours ouvrables pour la production de masse.